
TAREA EXPERIMENTAL PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE
MOVIMIENTOS OCULARES
ASOCIADOS AL
REFRESCAMIENTO ATENCIONAL
EN LA MEMORIA DE TRABAJO
VISUAL

Manual de uso

1 DE DICIEMBRE DE 2021
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Centro de Investigación en Neurociencias

1) Introducción


Este documento se divide en cuatro grandes apartados. En el primero, se incluye una breve introducción sobre la organización de este documento. En el segundo, se describen en términos generales los archivos y las subcarpetas contenidas en la carpeta de la tarea experimental. En el tercero, se proporcionan dos diagramas sobre el flujo de ejecución de la tarea experimental. En el cuarto, se presenta el código fuente con comentarios explicativos sobre el propósito de las funciones definidas en los diferentes archivos de Python.

2) Subcarpetas y archivos

Esta tarea experimental se programó con *python 3.9* y con las siguientes librerías: *pylink*, *colormath*, *pandas* y *pygame*. Para reducir la probabilidad de que se presenten errores de ejecución durante la sesión experimental, es importante que no se modifique la posición, el nombre ni el contenido de las carpetas y de los archivos.


La carpeta que contiene la tarea experimental se compone de una subcarpeta y dos archivos, tal y como puede apreciarse en la Imagen 1. En la carpeta **tarea_cw_letras_asterisco** se almacenan los archivos principales para ejecutar la tarea. El archivo *requirements.txt* incluye las librerías que deben instalarse adicionalmente a las que vienen por defecto con python 3.9. Por su parte, el archivo *setup.py* se puede ejecutar para instalar las dependencias incluidas en *requirements.txt*, pero estas también pueden instalarse individualmente con el módulo *pip* de Python. Además de estas dependencias, es necesario instalar manualmente la librería *pylink*, la cual viene incluida con el *EyeLink Developers Kit / API v2.1.1*, el cual debe descargarse desde el foro de la empresa SR Research (<https://www.sr-support.com>). La librería *pylink* debe copiarse y pegarse en la carpeta en la que Python almacena las librerías instaladas mediante el módulo *pip*; para el caso de Python 3.9, esta carpeta se denomina *site-packages*.

Imagen 1



A continuación se describen las subcarpetas y archivos contenidos en la carpeta **tarea_cw_letras_asterisco**.

Imagen 2



2.1) Carpeta *data*

2.1.1) Carpeta *fonts*

Contiene los archivos *Vollkorn-Regular.ttf*, *arial.ttf* y *cour.ttf*, los cuales son algunos tipos de letra que pueden emplearse para presentar las instrucciones u otras partes del experimento en donde se requiera mostrar texto. En el caso de este experimento, se emplea el archivo *Vollkorn-Regular.ttf*.

2.1.2) Carpeta *images*

Contiene los archivos que se emplean como fondo de pantalla para visualizar los resultados en el programa *DataViewer* y (2) un archivo de PowerPoint con las flechas que se emplean durante la tarea.

2.1.3) Carpeta *instructions*

Contiene las instrucciones para cada una de las etapas del experimento: ensayos de práctica, ensayos de refrescamiento dirigido, ensayos de refrescamiento paralelo y ensayos de bloqueo subarticulatorio.

2.1.4) Carpeta *sounds*

Contiene tres archivos: *error.wav*, *qbeep.wav* y *type.wav*. Estos son archivos de audio que utiliza el sistema operativo del ET para señalar problemas de calibración o de validación (*error.wav*), el reconcimiento correcto de las fijaciones (*type.wav*) y el fin de la la calibración o de la validación (*qbeep.wav*).

2.2) Carpeta *design_trial*

Contiene una subcarpeta con cuatro archivos en los que cada fila corresponde a lo que debe mostrarse a los participantes en cada ensayo.

2.3) Carpeta *gamut*

Contiene el código fuente en Python con el que se programó la rueda de colores que los participantes utilizan para seleccionar el color de alguno de los discos presentados.

2.4) Carpeta *global_config*

Contiene las constantes para configurar la tarea experimental, tales como el tamaño de la pantalla, el tipo de letras, el tamaño de la rueda de colores, entre otros.

2.5) Carpeta *instructions*

Contiene el código fuente para presentar las instrucciones que el participante lee en las diferentes etapas del experimento para comprender lo que debe hacer durante la ejecución de la tarea.

2.6) Carpeta *participant_info*

Este archivo contiene varias funciones que se encargan de recopilar la siguiente información del participante: nombre, código de identificación, sexo, edad, número de sesión y tipo de experimento. Asimismo, esta función genera un archivo con extensión *.csv* en la carpeta *results* para guardar la información solicitada, así como las respuestas de los participantes ante la presentación de los estímulos.

2.7) Carpeta *results*

En esta carpeta se localizan los archivos con los datos generados por cada participante durante la ejecución de la tarea. Para cada participante, se generarán dos archivos: uno con la información del registro oculomotor, cuya extensión es .EDF (*EyeLink Data File*), y otro con las respuestas generadas con el *mouse*, cuya extensión es .csv (*Comma Separated Values*). Los nombres de ambos archivos se estructuran de acuerdo con el siguiente formato: código de identificación del participante, fecha (dd/mm/aa) y hora de la sesión (hh/mm/ss).

2.8) Carpeta *trials*

Contiene las funciones que se emplean en cada ensayo para presentar los estímulos a los participantes, así como también de registrar la respuesta dada mediante el mouse. Algunas las funciones incluidas en este archivo se encargan de activar y desactivar el registro de los movimientos oculares, así como también de enviar mensajes al archivo .EDF que se emplean para definir ciertas áreas y periodos de interés. En el apartado 3 del manual se explicará con más detalles la estructura y contenidos de este archivo.

2.9) Archivo *__main__.py*

En este archivo se incluyen las funciones que se encargan de ejecutar todo el experimento en sus grandes etapas: (1) recolección de información básica de los participantes, (2) presentación de las instrucciones y (3) presentación de los ensayos experimentales. En el apartado 3 del manual se explicará con más detalles la estructura y contenidos de este archivo.

2.10) Archivo *constants.py*

Este archivo complementa al incluido en la carpeta *global_config*, ya que incluye diversas constantes asociadas al diseño experimental. Algunas de las constantes incluidas son el ojo (izquierdo o derecho) que se rastreará, las posiciones en grados en las que aparecerán los discos, el número de ensayo en el que inicia cada etapa de la tarea, los milisegundos durante los cuales se muestra en pantalla cada estímulo experimental, etc.

2.11) Archivo *EyeLinkCoreGraphicsPyGame.py*

Este archivo se puede descargar del foro oficial de la compañía SR Research (<https://www.sr-support.com/>), cuyo propósito es configurar la ventana de


calibración y validación que se presenta antes del inicio del experimento y de algunos ensayos.

2.12) Archivo *helpers.py*


Contiene las funciones auxiliares que se encargan de mostrar en pantalla los diferentes estímulos experimentales, calificar como correcta o incorrecta las respuestas de los participantes, transformar el código de los colores de un espacio a otro, rotar la rueda de colores, guardar los datos generados por el participante al finalizar cada ensayo, entre otras.

3) Ejecución de la tarea experimental

En la Imagen 3 se presenta la estructura general del experimento, la cual está programada fundamentalmente en los archivos *__main__.py* y *trials.py*. Los componentes rodeados por un perímetro de línea discontinua corresponden a los ensayos experimentales, cada uno de los cuales inicia con una cruz de fijación y finaliza cuando el participante da clic en una rueda cromática. Es importante señalar que la Imagen 3 no representa todas las funciones del código fuente, sino solo aquellas que son más relevantes para comprender la dinámica general del experimento.



Por otra parte, en la imagen 4 se visualiza la función más importante de las presentadas en la Imagen 3, a saber, *do_trial()*. En esta función se presentan los estímulos experimentales al participante con base en las funciones auxiliares almacenadas en el archivo *helpers.py*.



A continuación se presentarán las funciones más importantes incluidas en los diferentes archivos y subcarpetas mencionados anteriormente.

4) Código fuente

setup.py

Instala los paquetes de Python de los que depende la tarea, los cuales están en el archivo requirements.txt

```
import os

thelibFolder = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
requirementPath = thelibFolder + '/requirements.txt'
install_requires = []

if os.path.isfile(requirementPath):
    with open(requirementPath) as f:
        install_requires = f.read().splitlines()

for require in install_requires:
    os.system("python3 -m pip install -U " + require + " --user")
```


__main__.py

Importa módulos de Python, pylink y específicos de la tarea

Inicia la recolección de los datos iniciales del participante

Crea el archivo .EDF del participante

Configuración inicial del eyetracker

Establece los tipos de movimientos oculares que se guardarán en el archivo .EDF

Establece los tipos de movimientos oculares que se enviarán mediante al host

Establece los tipos de movimientos oculares de los que se extraerán muestras

Ejecuta los ensayos de la tarea

Cierra el archivo .EDF del participante y lo copia a la computadora que ejecutó la tarea

Cierra pygame y finaliza el intérprete de Python

```
import sys, gc, time
import pygame
import participant_info
import instructions as instr
import trials
from global_config import SCREEN
from pylink import *

part_info, part_results_file = participant_info.collect()

edffileName = ''.join([part_info['par_id'], part_info['age'], '.EDF'])
getEYELINK().openDataFile(edffileName)

flushGetkeyQueue()
getEYELINK().setOfflineMode()
getEYELINK().sendCommand("screen_pixel_coords = 0 0 %d %d" % (SCREEN.get_rect().w - 1, SCREEN.get_rect().h - 1))
getEYELINK().sendMessage("DISPLAY_COORDS 0 0 %d %d" % (SCREEN.get_rect().w - 1, SCREEN.get_rect().h - 1))
tracker_software_ver = 0
eyelink_ver = getEYELINK().getTrackerVersion()
if eyelink_ver == 3:
    tvstr = getEYELINK().getTrackerVersionString()
    vindex = tvstr.find("EYELINK CL")
    tracker_software_ver = int(float(tvstr[vindex + len("EYELINK CL")]).strip())
if eyelink_ver >= 2:
    getEYELINK().sendCommand("select_parser_configuration 0")
    if eyelink_ver == 2:
        getEYELINK().sendCommand("scene_camera_gazemap = NO")
else:
    getEYELINK().sendCommand("saccade_velocity_threshold = 35")
    getEYELINK().sendCommand("saccade_acceleration_threshold = 9500")

getEYELINK().sendCommand("file_event_filter = LEFT,RIGHT, FIXATION,SACCADE,BLINK,MESSAGE,BUTTON,INPUT")
if tracker_software_ver >= 4:
    getEYELINK().sendCommand("file_sample_data = LEFT,RIGHT,GAZE,AREA,GAZERES,STATUS,HTARGET,INPUT")
else:
    getEYELINK().sendCommand("file_sample_data = LEFT,RIGHT,GAZE,AREA,GAZERES,STATUS,INPUT")

getEYELINK().sendCommand("link_event_filter = LEFT,RIGHT, FIXATION,SACCADE,BLINK,BUTTON,INPUT")

if tracker_software_ver >= 4:
    getEYELINK().sendCommand("link_sample_data = LEFT,RIGHT,GAZE,GAZERES,AREA,STATUS,HTARGET,INPUT")
else:
    getEYELINK().sendCommand("link_sample_data = LEFT,RIGHT,GAZE,GAZERES,AREA,STATUS,INPUT")

if getEYELINK().isConnected() and not getEYELINK().breakPressed():
    trials.run_trials(part_info, part_results_file)

if getEYELINK() != None:
    getEYELINK().setOfflineMode()
    msecDelay(500)
    getEYELINK().closeDataFile()
    getEYELINK().receiveDataFile(edffileName, ''.join([part_results_file[:-4], '.EDF']))
    getEYELINK().close()

pygame.quit()
sys.exit()
```

part_info.py

Importa módulos de Python y específicos de la tarea

Registra información inicial del participante

Valida datos del participante

Muestra en la pantalla los datos del participante que han sido digitados

```
import sys
import time
import pygame
from os import listdir
from os.path import isfile, join
import constants as const
import global_config as glc
import helpers as hlp

def collect():
    part_info = {}
    user_input = ""
    counter = 0
    running = True
    while running:
        for evt in pygame.event.get():
            if evt.type == pygame.KEYDOWN and evt.key == pygame.K_ESCAPE:
                running = False
                pygame.quit()
                sys.exit()
            if evt.type == pygame.KEYDOWN:
                if evt.unicode.isalnum():
                    user_input += evt.unicode
                elif evt.key == pygame.K_BACKSPACE:
                    user_input = user_input[:-1]
                elif evt.key == pygame.K_SPACE:
                    user_input += " "
                elif evt.key == pygame.K_RETURN:
                    running, counter = validate_req_data(
                        part_info, user_input, counter)
                    user_input = ""
                    counter += 1
            elif evt.type == pygame.QUIT:
                pygame.quit()
                sys.exit()
        display_input_data(user_input)
        display_req_data(counter)
    part_results_file = write_csv_header(part_info)
    hlp.print_centered_msg(const.CLICK_MSG)
    return part_info, part_results_file

def validate_req_data(part_info, user_input, counter):
    running = True
    if counter == 0:
        part_info['name'] = user_input
        if part_info['name'] == "":
            counter -= 1
    if counter == 1:
        part_info['par_id'] = str(user_input)
        try: int(part_info['par_id'])
        except ValueError:
            counter -= 1
    else:
        if len(part_info['par_id']) != 3:
            counter -= 1
    if counter == 2:
        part_info['sex'] = user_input
        if part_info['sex'] not in ["masculino", "femenino"]:
            counter -= 1
    if counter == 3:
        part_info['age'] = user_input
        try: int(part_info['age'])
        except ValueError:
            counter -= 1
    else:
        if int(part_info['age']) not in list(range(18, 99)):
            counter -= 1
    if counter == 4:
        part_info['session'] = user_input
        if part_info['session'] not in ["1"]:
            counter -= 1
    if counter == 5:
        part_info['setting'] = user_input
        if part_info['setting'] not in [
            "bloqueodirigido1", "dirigidobloqueo2",
            "bloqueoparalelo3", "paralelobloqueo4"]:
            counter -= 1
        else: running = False
    return running, counter

def display_input_data(user_input):
    user_input_x = glc.SCREEN.get_rect().w//2
    user_input_y = glc.SCREEN.get_rect().h//1.5
    glc.SCREEN.fill(const.BLACK)
    user_input_rendered = glc.FONT.render(user_input, True, const.WHITE)
    rect = user_input_rendered.get_rect()
```


trials.py

Importa módulos de Python, pylink y módulos específicos de la tarea

Crea cada ensayo a partir del diseño del experimento

Número de ensayo en la pantalla del equipo host

Número de ensayo para identificarlo en el archivo .EDF

Identificar imágenes de fondo para visualizar archivo .EDF en DataViewer

Chequeo de drift en algunos ensayos

Cambia eyetracker al modo offLine

Iniciar modo realtime para registrar los movimientos oculares

Genera un error si no se reciben datos antes de 100 milisegundos

Establece cuál(es) ojo(s) está(n) siendo registrados(s)

Muestra la cruz de fijación

Marca el momento en el que se muestran los discos de colores

Muestra los discos de colores

Muestra la manipulación experimental en función del escenario que le haya correspondido al participante

Muestra la rueda de colores

Espera a que el participante dé clic en la rueda de colores

```
import gc
import pandas
import pygame
import helpers as hlp
import constants as const
import global_config as glc
import instructions as instr
from pylink import *

def do_trial(trial, trials_design, sub_setting, part_info, part_results_file, cycle):
    letter_result = []

    message = "record_status_message 'Ensayo %d '" % (trial)
    getEYELINK().sendCommand(message)

    msg = "TRIALID %s" % str(trial)
    getEYELINK().sendMessage(msg)

    trial_discs = ''.join(
        ["/data/images/", "discs_", part_info['setting'], "_trial_", str(trial), ".png"])
    getEYELINK().sendMessage("!V TRIAL_VAR image %s" % trial_discs)

    if trial in const.DRIFT_CHECKINGS:
        hlp.drift_checking(glc.SCREEN)

    getEYELINK().setOfflineMode()
    msecDelay(50)
    error = getEYELINK().startRecording(1, 1, 1)
    if error:
        return error
    gc.disable()

    beginRealTimeMode(100)
    try:
        getEYELINK().waitForBlockStart(100, 1, 0)
    except RuntimeError:

        if getLastError()[0] == 0:
            hlp.end_trial()
            print("ERROR: No link samples received!")
            return TRIAL_ERROR
        else:
            raise

    eye_used = getEYELINK().eyeAvailable()
    if eye_used == const.RIGHT_EYE:
        getEYELINK().sendMessage("EYE_USED 1 RIGHT")
    elif eye_used == const.LEFT_EYE or eye_used == const.BINOCULAR:
        getEYELINK().sendMessage("EYE_USED 0 LEFT")
        eye_used = const.LEFT_EYE
    else:
        print("Error in getting the eye information!")
        return TRIAL_ERROR
    getEYELINK().flushKeybuttons(0)
    buttons = (0, 0)

    hlp.show_fixation_cross_timed(glc.SCREEN)

    startTime = currentTime()
    getEYELINK().sendMessage("SYNCTIME %d" % (currentTime() - startTime))

    hlp.show_discs_timed(glc.SCREEN, trial, trials_design, part_info)

    if sub_setting == 'bloqueo':
        letter_result = hlp.show_letter_timed(glc.SCREEN, trial, trials_design, part_info)
    if sub_setting == 'dirigido':
        hlp.show_arrow_timed(glc.SCREEN, trial, trials_design, part_info)
    if sub_setting == 'paralelo':
        hlp.show_asterisk_timed(glc.SCREEN)

    ticks = hlp.show_color_wheel(glc.SCREEN, trial, trials_design)
```

Finaliza ensayo y registro de movimientos oculares

Verifica si registro fue finalizado

Verifica si el programa finalizó mediante ALT-F4 o CTRL-C

Verifica si se presionó ESC

Verifica si se presionó algún botón en el host

Ejecuta los ensayos que fueron creados con `do_trials()`. Los ensayos se agrupan en 4 ciclos: práctica, primer escenario, práctica y segundo escenario. En cada escenario se emplean dos de las siguientes manipulaciones experimentales: bloqueo, refrescamiento dirigido y refrescamiento paralelo.

Se selecciona el escenario para el participante

Se importa el diseño de los ensayos con base en el escenario del participante

Calibra el eyetracker `getEYELINK().doTrackerSetup()`

Para cada uno de los 4 ciclos,

- se selecciona la manipulación experimental
- se presentan las instrucciones y
- se ejecutan los ensayos

Recibe valor de control del ensayo

Finaliza registro de movimientos oculares

Verifica el resultado de la ejecución del ensayo

```
clicked = False
while not clicked:
    clicked, cw_error = hlp.wait_click(
        glc.SCREEN, trial, trials_design, part_info,
        part_results_file, letter_result, ticks)
    if clicked != None:

        hlp.end_trial()
        getEYELINK().sendMessage("TRIAL_RESULT %d" % (buttons[0]))
        ret_value = getEYELINK().getRecordingStatus()
        endRealTimeMode()
        gc.enable()
        hlp.show_cw_feedback(trial, cw_error)
        ret_value = 0
        return ret_value

    error = getEYELINK().isRecording()
    if error != 0:
        hlp.end_trial()
        return error

    if (getEYELINK().breakPressed()):
        hlp.end_trial()
        return ABORT_EXPT

    elif (getEYELINK().escapePressed()):
        hlp.end_trial()
        return SKIP_TRIAL

    buttons = getEYELINK().getLastButtonPress()
    if (buttons[0] != 0):
        getEYELINK().sendMessage("ENDBUTTON %d" % (buttons[0]))
        hlp.end_trial()
        break

def run_trials(part_info, part_results_file):

    setting = part_info['setting']

    trials_design = pandas.read_csv(
        ''.join([const.TRIAL_PATH, setting, '.csv']), sep=';').set_index('trial_ID').T.to_dict('list')

    for cycle in range(1, 5):

        sub_setting = hlp.get_sub_setting(cycle, part_info['setting'])

        instr.present_instructions(cycle, setting, part_info)

        for trial in range(const.trials_per_cycle[cycle][0], const.trials_per_cycle[cycle][1]):
            pygame.mouse.set_visible(0)
            pygame.mouse.set_pos(glc.SCREEN.get_rect().center)
            if getEYELINK().isConnected() == 0 or getEYELINK().breakPressed():
                break
            while 1:

                ret_value = do_trial(
                    trial, trials_design, sub_setting, part_info, part_results_file, cycle)
                if ret_value == 0:
                    break

            endRealTimeMode()

        if ret_value == TRIAL_OK:
            getEYELINK().sendMessage("TRIAL OK")
            break
        elif ret_value == SKIP_TRIAL:
            getEYELINK().sendMessage("TRIAL ABORTED")
            break
        elif ret_value == ABORT_EXPT:
            getEYELINK().sendMessage("EXPERIMENT ABORTED")
            return ABORT_EXPT
        elif ret_value == REPEAT_TRIAL:
```

```
getEYELINK().sendMessage("TRIAL REPEATED")
else:
    getEYELINK().sendMessage("TRIAL ERROR")
    break
```

Cuando finalizan los 4 ciclos, se agradece al participante

```
hlp.print_centered_msg(const.THANKS_MSG)
hlp.print_msg_D(glc.FONT.render(const.CLICK_END_MSG, True, const.WHITE))
pygame.display.flip()
```

Cuando el participante da clic, finaliza la tarea

```
running = True
while running:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
            running = False
```

helpers.py

Importa módulos de Python, pylink y específicos de la tarea

Verifica, antes de iniciar ciertos ensayos, si ha ocurrido drift

Finaliza el registro de los movimientos oculares

Transforma coordenadas de espacio de colores RGB a las de un espacio de colores HSL

Transforma coordenadas de espacio de colores HSL a las de un espacio de colores RGB

Selecciona manipulación experimental

Rota rueda de colores

Muestra rueda de colores

Muestra rueda de colores cuando se están mostrando las instrucciones al participante

```
import random
import pygame
import math
import constants as const
import global_config as glc
from pygame.math import Vector2
from colormath.color_conversions import convert_color
from colormath.color_objects import HSLColor, AdobeRGBColor
from pylink import *

def drift_checking(screen):
    pygame.mouse.set_visible(0)
    while 1:
        if not getEYELINK().isConnected():
            return ABORT_EXPT
        try:
            error = getEYELINK().doDriftCorrect(screen.get_rect().w // 2, screen.get_rect().h // 2, 1, 1)
            if error != 27:
                break
        except:
            getEYELINK().doTrackerSetup()
        getEYELINK().doTrackerSetup()
        getEYELINK().setOfflineMode()
        msecDelay(50)

def end_trial():
    endRealTimeMode()
    pumpDelay(100)
    getEYELINK().stopRecording()
    while getEYELINK().getkey(): pass

def rgb2hsl(r, g, b):
    rgb = AdobeRGBColor(r, g, b)
    hsl_angle_color = convert_color(rgb, HSLColor).get_value_tuple()
    return hsl_angle_color[0]

def hsl2rgb(h, s=1, l=0.5):
    hsl = HSLColor(h, s, l)
    color = convert_color(hsl, AdobeRGBColor)
    rgb_color = AdobeRGBColor.get_upscaled_value_tuple(color)
    return rgb_color

def get_sub_setting(cycle, setting):
    if cycle in [1, 2]:
        sub_setting = const.setting_dic[setting][0]
    else:
        sub_setting = const.setting_dic[setting][1]
    return sub_setting

def rotate_color_wheel(screen, wheel):
    rotated_wheel = pygame.transform.rotate(wheel, random.randint(0, 360))
    rotated_wheel_rect = rotated_wheel.get_rect()
    rotated_wheel_rect.center = screen.get_rect().center
    return rotated_wheel, rotated_wheel_rect

def show_color_wheel(screen, trial, trials_design):
    position = Vector2()
    rotated_wheel, rotated_wheel_rect = rotate_color_wheel(screen, glc.WHEEL)
    screen.blit(rotated_wheel, (
        screen.get_rect().size[0] / 2 - rotated_wheel_rect.size[0] / 2,
        screen.get_rect().size[1] / 2 - rotated_wheel_rect.size[1] / 2))
    screen.blit(glc.QUESTION, glc.QUESTION_RECT)
    position.from_polar((const.DISTANCE, int(trials_design[trial][11][-3:])))
    pos = (int(screen.get_rect().center[0] + position[0]),
           int(screen.get_rect().center[1] - position[1]))
    pygame.gfxdraw.filled_circle(screen, pos[0], pos[1], const.RADIUS, const.BLACK)
    pygame.gfxdraw.aacircle(screen, pos[0], pos[1], const.RADIUS, const.WHITE)
    pygame.display.flip()
    getEYELINK().sendMessage("colwheel_start")
    col_wheel = ''.join(['../data/images/', 'col_wheel.png'])
    getEYELINK().sendMessage("IV IMGLOAD FILL %" % col_wheel)
    pygame.mouse.set_visible(1)
    ticks = pygame.time.get_ticks()
    return ticks

def show_color_wheel_fixed_colors(counter, event):
    instr_position = Vector2()
    pygame.mouse.set_visible(1)
    ins_wheel = pygame.transform.rotate(glc.WHEEL, 180)
    ins_wheel_rect = ins_wheel.get_rect()
    ins_wheel_rect.center = glc.SCREEN.get_rect().center
    glc.SCREEN.blit(ins_wheel, (
        glc.SCREEN.get_rect().size[0] / 2 - ins_wheel_rect.size[0] / 2, int(
            glc.SCREEN.get_rect().size[1] / 2 - ins_wheel_rect.size[1] / 2)))
    glc.SCREEN.blit(glc.QUESTION, glc.QUESTION_RECT)
    instr_position.from_polar((const.DISTANCE, 30))
    pos = (int(glc.SCREEN.get_rect().center[0] + instr_position[0]),
           int(glc.SCREEN.get_rect().center[1] + -instr_position[1]))
    pygame.gfxdraw.filled_circle(
```

```

    glc.SCREEN, pos[0], pos[1], const.RADIUS, const.BLACK)
pygame.gfxdraw.aacircle(
    glc.SCREEN, pos[0], pos[1], const.RADIUS, const.WHITE)
x, y = event.pos
dist = abs(math.sqrt(
    (x - glc.SCREEN.get_rect().center[0]) ** 2 +
    (y - glc.SCREEN.get_rect().center[1]) ** 2))
if glc.INNER_CIRCLE_RADIUS < dist < glc.OUTER_CIRCLE_RADIUS:
    pygame.mouse.set_visible(0)
    glc.SCREEN.fill(const.BLACK)
    counter += 1
return counter

```

Muestra el feedback durante los ensayos de práctica

```

def show_cw_feedback(trial, cw_error):
    if trial in const.FEEDBACK_TRIALS:
        if cw_error > const.MAX_ANGLE:
            print_centered_msg(const.NOT_ACCURATE_ANSW_MSG)
            pygame.time.delay(const.FEEDBACKTIME)

```

Detecta clic del participante en la rueda de colores. Si esto ocurre, calcula tiempo de respuesta, color seleccionado y grados de error

```

def wait_click(screen, trial, trials_design, part_info, part_results_file, letter_result, ticks):
    running = True
    while running:
        for event in pygame.event.get():
            if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
                x, y = pygame.mouse.get_pos()
                dist = abs(math.sqrt(
                    (x - screen.get_rect().center[0]) ** 2 +
                    (y - screen.get_rect().center[1]) ** 2))
                if glc.INNER_CIRCLE_RADIUS < dist < glc.OUTER_CIRCLE_RADIUS:
                    cw_response_time = pygame.time.get_ticks() - ticks
                    pygame.mouse.set_pos(screen.get_rect().center)
                    getEYELINK().sendMessage("colwheel_end")
                    pygame.mouse.set_visible(0)
                    hsl_color, target_color = compute_color(
                        screen, trial, trials_design, x, y)
                    transformed_error, non_transformed_error = compute_transformed_error(
                        hsl_color, target_color)
                    write_csv_part_results(
                        part_results_file, part_info, trial, trials_design,
                        hsl_color, target_color, non_transformed_error,
                        transformed_error, letter_result, cw_response_time)
                    return 0, transformed_error

```

Selecciona el color del disco diana con base en el diseño del ensayo

```

def get_target_color(trial, trials_design):
    target_disc = trials_design[trial][11]
    degrees = target_disc.split('.')[1]
    target_color = trials_design[trial][const.disc_pos[degrees]]
    return target_color

```

Crea color con base en el diseño del ensayo

```

def compute_color(screen, trial, trials_design, x, y):
    clicked_color = screen.get_at((x, y))
    hsl_color = rgb2hsl(clicked_color[0], clicked_color[1], clicked_color[2])
    target_color = get_target_color(trial, trials_design)
    return hsl_color, target_color

```

Calcula grados de error (originales y transformados)

```

def compute_transformed_error(hsl_color, target_color):
    difference = round(abs(target_color - hsl_color), 3)
    non_transformed_error = difference
    if difference < 180:
        transformed_error = difference
    else:
        transformed_error = 180 - (difference % 180)
    return transformed_error, non_transformed_error

```

Crea cruz de fijación

```

def show_fixation_cross(screen):
    pygame.draw.lines(screen, const.WHITE, False, [
        (screen.get_rect().center[0], screen.get_rect().center[1] - 30),
        (screen.get_rect().center[0], screen.get_rect().center[1] + 30)], 5)
    pygame.draw.lines(screen, const.WHITE, False, [
        (screen.get_rect().center[0] - 30, screen.get_rect().center[1]),
        (screen.get_rect().center[0] + 30, screen.get_rect().center[1])], 5)
    pygame.display.flip()

```

Muestra cruz de fijación

```

def show_fixation_cross_timed(screen):
    screen.fill(const.BLACK)
    show_fixation_cross(screen)
    getEYELINK().sendMessage("cross_start")
    fixcross = ''.join(["./data/images/", "fixation_cross.png"])
    getEYELINK().sendMessage("IV INGLoad FILL %s" % fixcross)
    pygame.image.save(screen, ''.join(["./data/images/", "fixation_cross", ".png"]))
    pygame.time.delay(const.CROSSTIME)
    getEYELINK().sendMessage("cross_end")
    screen.fill(const.BLACK)

```

Crea discos de colores con base en el diseño del ensayo

```

def show_discs(screen, trial, trials_design, part_info):
    position = Vector2()
    pygame.display.flip()
    for disc_degrees, color_degrees in zip(
        const.DISCS_DEGREES, trials_design[trial][1:7]):
        position.from_polar((
            const.DISTANCE, int(disc_degrees)))
        pos = (
            int(screen.get_rect().center[0] + position[0]),
            int(screen.get_rect().center[1] - position[1]))
        rgb = hsl2rgb(h=color_degrees)
        pygame.draw.circle(screen, rgb, pos, const.RADIUS)
        left = pos[0] - const.RADIUS

```



```

top = pos[1] - const.RADIUS
right = pos[0] + const.RADIUS
bottom = pos[1] + const.RADIUS
getEYELINK().sendMessage("IV IAREA ELLIPSE %s %s %s %s %s" % (
    disc_degrees, left, top, right, bottom, color_degrees))
pygame.display.flip()
getEYELINK().sendMessage("discs_start")
trial_discs = ''.join(["./data/images/", "discs_", part_info['setting'], "_trial_", str(trial), ".png"])
getEYELINK().sendMessage("IV IMGLOAD FILL %s" % trial_discs)
pygame.image.save(screen, ''.join(["./data/images/", "discs_", "bloqueodirigido1", "_trial_", str(trial), ".png"]))
pygame.image.save(screen, ''.join(["./data/images/", "discs_", "dirigidobloqueo2", "_trial_", str(trial), ".png"]))
pygame.image.save(screen, ''.join(["./data/images/", "discs_", "bloqueoparalelo3", "_trial_", str(trial), ".png"]))
pygame.image.save(screen, ''.join(["./data/images/", "discs_", "paralelobloqueo4", "_trial_", str(trial), ".png"]))

```

Muestra discos de colores

```

def show_discs_timed(screen, trial, trials_design, part_info):
    screen.fill(const.BLACK)
    show_discs(screen, trial, trials_design, part_info)
    pygame.time.delay(const.DISCSTIME)
    screen.fill(const.BLACK)
    getEYELINK().sendMessage("discs_end")

```

Muestra discos de colores cuando se están presentando las instrucciones a los participantes

```

def show_discs_fixed_colors(screen):
    instr_position = Vector2()
    for disc_degrees, color_degrees in zip(const.DISC_DEGREES, [0, 90, 180, 270, 300, 330]):
        instr_position.from_polar((const.DISTANCE, int(disc_degrees)))
        pos = (int(screen.get_rect().center[0] + instr_position[0]),
            int(screen.get_rect().center[1] + -instr_position[1]))
        rgb = hsl2rgb(h=color_degrees)
        pygame.draw.circle(screen, rgb, pos, const.RADIUS)

```

Crea letras

```

def show_letter(screen, trial, letter, position, part_info):
    FONT = pygame.font.Font(const.FONT_PATH, 96)
    top = 500
    bottom = 700
    if position == 'left':
        left = 400
        right = 600
        screen.blit(FONT.render(letter, True, const.WHITE), (glc.WIDTH / 4, glc.HEIGHT / 2))
        getEYELINK().sendMessage("IV IAREA RECTANGLE %s %s %s %s %s" % (trial, left, top, right, bottom, 'left'))
    else:
        left = 1400
        right = 1600
        screen.blit(FONT.render(letter, True, const.WHITE), (3 * glc.WIDTH / 4, glc.HEIGHT / 2))
        getEYELINK().sendMessage("IV IAREA RECTANGLE %s %s %s %s %s" % (trial, left, top, right, bottom, 'right'))

    pygame.display.flip()
    getEYELINK().sendMessage("letter_start")
    getEYELINK().sendMessage("manipulation_start")
    trial_letter = ''.join(["./data/images/", "letter_", part_info['setting'], "_trial_", str(trial), ".png"])
    getEYELINK().sendMessage("IV IMGLOAD FILL %s" % trial_letter)

```

Muestra letras

```

def show_letter_timed(screen, trial, trials_design, part_info):
    letter = trials_design[trial][7]
    position = trials_design[trial][9]
    screen.fill(const.BLACK)
    show_letter(screen, trial, letter, position, part_info)
    pygame.image.save(screen, ''.join(
        ["./data/images/", "letter_", "bloqueodirigido1", "_trial_", str(trial), ".png"]))
    pygame.image.save(screen, ''.join(
        ["./data/images/", "letter_", "dirigidobloqueo2", "_trial_", str(trial), ".png"]))
    pygame.image.save(screen, ''.join(
        ["./data/images/", "letter_", "bloqueoparalelo3", "_trial_", str(trial), ".png"]))
    pygame.image.save(screen, ''.join(
        ["./data/images/", "letter_", "paralelobloqueo4", "_trial_", str(trial), ".png"]))
    letter_results = check_letter_response(trial, trials_design)
    show_letter_feedback(trial, letter_results[0], letter_results[2])
    screen.fill(const.BLACK)
    getEYELINK().sendMessage("letter_end")
    getEYELINK().sendMessage("manipulation_end")
    return letter_results

```

Verifica si participante seleccionó correctamente el tipo de letra

```

def check_letter_response(trial, trials_design):
    correct_letter_type = trials_design[trial][8]
    ticks = pygame.time.get_ticks()
    letter_response = 0
    elapsed_time = 0
    pressed_click = 0
    while elapsed_time < const.LETTERTIME:
        elapsed_time = pygame.time.get_ticks() - ticks
        for event in pygame.event.get():
            if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and event.button in [const.LEFT, const.RIGHT] and not pressed_click:
                letter_response = pygame.time.get_ticks() - ticks
                if event.button == const.LEFT:
                    letter_type = const.VOCAL
                if event.button == const.RIGHT:
                    letter_type = const.CONSONANT
                if letter_type == correct_letter_type:
                    letter_accuracy = 1
                else:
                    letter_accuracy = 0
            pressed_click = 1
    if letter_response == 0:
        letter_response = const.NO_RESPONSE_LETTER
        letter_accuracy = 0
        letter_type = const.NO_RESPONSE_LETTER
    return [letter_response, letter_type, letter_accuracy]

```

Muestra feedback en un ensayo de práctica.

```

def show_letter_feedback(trial, letter_response, letter_accuracy):
    if trial in const.FEEDBACK_TRIALS:

```


name (participant name)	<code>part_info['name'],</code>
par_id (3 digits ID, 001-999)	<code>part_info['par_id'],</code>
sex (masculino, femenino)	<code>part_info['sex'],</code>
age (18-99)	<code>part_info['age'],</code>
session (1)	<code>part_info['session'],</code>
setting (1-4)	<code>const.setting_id[part_info['setting']],</code>
hsl_color (0-360)	<code>hsl_color,</code>
target_color (0-360)	<code>target_color,</code>
non_transformed_error (0-360)	<code>non_transformed_error,</code>
transformed_error (0-180)	<code>transformed_error,</code>
colorwheel_response_time (milisegundos)	<code>str(cw_response_time),</code>
letter_presented (aA-zZ, excepto ñ)	<code>trials_design[trial][7],</code>
letter_type_presented (no_letter, consonant, vocal)	<code>trials_design[trial][8],</code>
letter_response_time (milisegundos)	<code>str(get_letter_result(trial, trials_design, letter_result)[0]),</code>
letter_type_selected (-999, consonant, vocal)	<code>str(get_letter_result(trial, trials_design, letter_result)[1]),</code>
letter_accuracy (0-1)	<code>str(get_letter_result(trial, trials_design, letter_result)[2]))</code>

instructions.py

Importa módulos de Python y específicos de la tarea

Presenta las instrucciones

Importa el archivo de instrucciones

Presenta las instrucciones con base en el ciclo que se esté ejecutando

Presenta instrucciones con base en la manipulación experimental que se va a realizar

```
import sys
import pygame
import pygame.gfxdraw
import helpers as hlp
import constants as const
import global_config as glc
from pygame.math import Vector2

def present_instructions(cycle, setting, part_info):
    sub_setting = hlp.get_sub_setting(cycle, setting)
    present_pre_cycle_instructions(cycle)
    if cycle in [1,3]:
        present_sub_setting_instructions(sub_setting, part_info)

def import_instructions_file(INSTR_PATH):
    with open(INSTR_PATH, encoding = 'latin-1') as f:
        list_instr = f.read().splitlines()
    instructions = {}
    for b in list_instr:
        i = b.split(';')
        instructions[i[0]] = glc.FONT.render(i[1], True, const.WHITE)
    return instructions

def present_pre_cycle_instructions(cycle):
    instructions = import_instructions_file(const.PRE_CYCLE_INSTR_PATH[cycle])
    running = True
    counter = 0
    unders_instr = False
    pygame.mouse.set_visible(0)
    if cycle != 1:
        hlp.print_centered_msg(const.CLICK_MSG)

    while running:
        for event in pygame.event.get():
            if event.type == pygame.KEYDOWN and event.key == pygame.K_ESCAPE:
                running = False
                pygame.quit()
                sys.exit()
            if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and not unders_instr and counter < 4:
                glc.SCREEN.fill(const.BLACK)
                if counter == 0:
                    hlp.print_msg_L1(instructions['1.0'])
                    hlp.print_msg_D(instructions['0.0'])
                if counter == 1:
                    hlp.print_msg_L1(instructions['2.0'])
                    hlp.print_msg_D(instructions['0.0'])
                if counter == 2:
                    hlp.print_msg_L1(instructions['3.0'])
                    hlp.print_msg_D(instructions['0.0'])
                if counter == 3:
                    unders_instr = True
                    running = False
                    counter += 1
                if cycle in [2,4] and counter == 2:
                    counter = 3

        pygame.display.flip()
    if cycle in [2,4]: msg_next_stage = const.CLICK_BEGIN_MSG
    else: msg_next_stage = const.CLICK_MSG
    next_stage = glc.FONT.render(msg_next_stage, True, const.WHITE)
    next_stage_rect = next_stage.get_rect()
    next_stage_rect.center = glc.SCREEN.get_rect().center
    glc.SCREEN.blit(next_stage, next_stage_rect)
    pygame.display.flip()
    if cycle in [2,4]:
        running = True
        while running:
            for event in pygame.event.get():
                if event.type == pygame.KEYDOWN and event.key == pygame.K_ESCAPE:
                    running = False
                    pygame.quit()
                    sys.exit()
                if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
                    running = False

def present_sub_setting_instructions(sub_setting, part_info):
    instructions = import_instructions_file(const.INSTR_PATH[sub_setting])
    running = True
    counter = 0
    unders_instr = False
    instr_presented = False
    pygame.mouse.set_visible(0)
    while running:
        for event in pygame.event.get():
            if event.type == pygame.KEYDOWN and event.key == pygame.K_ESCAPE:
                running = False
                pygame.quit()
```

```

sys.exit()
if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and not unders_instr and counter < 8:
    glc.SCREEN.fill(const.BLACK)
    if counter == 0:
        hlp.print_msg_L1(instructions['0.1'])
        hlp.print_msg_D(instructions['0.0'])
    if counter == 1:
        hlp.show_fixation_cross(glc.SCREEN)
        hlp.print_msg_L1(instructions['1.0'])
        hlp.print_msg_D(instructions['0.0'])
    if counter == 2:
        hlp.show_discs_fixed_colors(glc.SCREEN)
        hlp.print_msg_L1(instructions['2.0'])
        hlp.print_msg_D(instructions['0.0'])
    if counter == 3:
        hlp.print_msg_L1(instructions['3.0'])
        hlp.print_msg_L2(instructions['3.1'])
        hlp.print_msg_D(instructions['0.0'])
        if sub_setting == 'bloqueo':
            hlp.show_letter(glc.SCREEN, 0, 'A', 'left', part_info)
            hlp.print_msg_L3(instructions['3.2'])
        if sub_setting == 'paralelo':
            hlp.show_asterisk(glc.SCREEN)
        if sub_setting == 'dirigido':
            hlp.show_arrow(glc.SCREEN, 0, '330', part_info)
            hlp.print_msg_L3(instructions['3.2'])
            hlp.print_msg_L4(instructions['3.3'])
    if counter == 4:
        hlp.print_msg_L1(instructions['4.0'])
        hlp.print_msg_D(instructions['0.0'])
    if counter == 5:
        hlp.print_msg_L1(instructions['5.0'])
        hlp.print_msg_D(instructions['0.0'])
    if counter == 6:
        hlp.show_color_wheel_fixed_colors(counter, event)
    if counter == 7:
        hlp.print_msg_L1(instructions['6.0'])
        instr_presented = True
        counter += 1
if (event.type == pygame.KEYDOWN and event.key == pygame.K_n and
    instr_presented):
    pygame.mouse.set_visible(0)
    glc.SCREEN.fill(const.BLACK)
    hlp.print_msg_L1(instructions['7.0'])
    pygame.display.flip()
    counter = 0
    unders_instr = False
    instr_presented = False
if (event.type == pygame.KEYDOWN and event.key == pygame.K_s and instr_presented):
    unders_instr = True
    running = False
pygame.display.flip()

```

global_config.py

Importa módulos de Python, pylink y específicos de la tarea

Inicia pygame

Se inicializan las variables globales

```
SCREEN = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT),  
pygame.FULLSCREEN)
```

Se vinculan el eyetracker y el entorno gráfico en el que se ejecutará la tarea

```
import pygame  
import constants as const  
import gamut  
import helpers as hlp  
from pylink import *  
from EyeLinkCoreGraphicsPyGame import EyeLinkCoreGraphicsPyGame  
  
pygame.init()  
  
WIDTH, HEIGHT = pygame.display.Info().current_w, pygame.display.Info().current_h  
  
SCREEN = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT))  
FONT = pygame.font.Font(const.FONT_PATH, 28)  
INNER_CIRCLE_RADIUS, OUTER_CIRCLE_RADIUS = gamut.create_gamut(HEIGHT)  
WHEEL = pygame.image.load(const.GAMUT_PATH).convert_alpha()  
QUESTION = FONT.render(const.COLOR_MSG, True, const.WHITE)  
QUESTION_RECT = QUESTION.get_rect()  
QUESTION_RECT.center = SCREEN.get_rect().center  
  
eyelinktracker = EyeLink(None)  
genv = EyeLinkCoreGraphicsPyGame(SCREEN, eyelinktracker)  
openGraphicsEx(genv)
```

constants.py

Constantes del eyetracker

Constantes de estímulos experimentales

Cantidad de ensayos de práctica para cada manipulación experimental

Cantidad de ensayos experimentales para cada manipulación experimental

Número (trial_ID) del ensayo de práctica en el que se da feedback al participante

Número (trial_ID) del ensayo en el que inicia cada ciclo

Tiempos en milisegundos de estímulos experimentales

Constantes para letras

Grados en el espacio de colores a partir de los que una respuesta es muy inexacta

Ubicación de las instrucciones para cada ciclo

Ubicación de las instrucciones para cada manipulación experimental

Ubicación de fuentes, flechas, diseños y rueda de colores

Mensajes iniciales y finales de la tarea

Identificación de escenarios

```
DRIFT_CHECKINGS = []
RIGHT_EYE = 1
LEFT_EYE = 0
BINOCULAR = 2
```

```
WHITE = (255, 255, 255)
BLACK = (0, 0, 0)
DISCS_DEGREES = ["030", "090", "150", "210", "270", "330"]
DISTANCE = 300
RADIUS = 30
LEFT = 1
RIGHT = 3
```

```
N_PRACTICE_TRIALS = 10
```

```
N_EXP_TRIALS = 150
```

```
FEEDBACK_TRIALS = [1, 2, 3, 4, 161, 162, 163, 164]
```

```
INIT_CYCLE1 = 1
INIT_CYCLE2 = 11
INIT_CYCLE3 = 161
INIT_CYCLE4 = 171
```

```
CROSTIME = 500
DISCSTIME = 500
LETTERTIME = 500
ARROWTIME = 500
ASTERISKTIME = 500
FEEDBACKTIME = 1000
```

```
NO_RESPONSE_LETTER = -999
VOCAL = 'vocal'
CONSONANT = 'consonant'
```

```
MAX_ANGLE = 45
```

```
PRECYCLE1_PATH = 'data/instructions/pre_cycle1.txt'
PRECYCLE2_PATH = 'data/instructions/pre_cycle2.txt'
PRECYCLE3_PATH = 'data/instructions/pre_cycle3.txt'
PRECYCLE4_PATH = 'data/instructions/pre_cycle4.txt'
```

```
INSTR_BLOQUEO_PATH = 'data/instructions/bloqueo.txt'
INSTR_DIRIGIDO_PATH = 'data/instructions/dirigido.txt'
INSTR_PARALELO_PATH = 'data/instructions/paralelo.txt'
```

```
FONT_PATH = './data/fonts/Vollkorn-Regular.ttf'
ARROW_PATH = './data/images/arrow'
TRIAL_PATH = './design_trial/generated_trial_designs/'
GAMUT_PATH = './data/images/gamut.png'
```

```
CLICK_MSG = "Presione clic en el mouse para continuar."
CLICK_BEGIN_MSG = "Presione clic en el mouse para iniciar."
CLICK_END_MSG = "Presione clic en el mouse para salir."
THANKS_MSG = "Muchas gracias por su participación."
NOT_ACCURATE_ANSW_MSG = "Respuesta imprecisa."
SLOW_ANSW_MSG = "Muy lento."
WRONG_ANSW_MSG = "Respuesta incorrecta."
COLOR_MSG = "¿Color?"
NAME_INPUT = "Nombre (Nombre y apellidos)"
ID_INPUT = "ID (Tres dígitos)"
SEX_INPUT = "Sexo (masculino / femenino)"
AGE_INPUT = "Edad (Dos dígitos, años cumplidos)"
SESSION_INPUT = "Sesión (1)"
SETTING_INPUT = "Escenario (bloqueodirigido1 / dirigidobloqueo2 / bloqueoparalelo3 / paralelobloqueo4)"
```

```
setting_id = {
    'bloqueodirigido1': 1,
    'dirigidobloqueo2': 2,
    'bloqueoparalelo3': 3,
    'paralelobloqueo4': 4}
```

```
setting_dic = {
    'bloqueodirigido1': ['bloqueo', 'dirigido'],
```

```
'dirigidobloqueo2': ['dirigido', 'bloqueo'],  
'bloqueoparalelo3': ['bloqueo', 'paralelo'],  
'paralelobloqueo4': ['paralelo', 'bloqueo']}]
```

Identificación de posiciones (en grados) de discos

```
disc_pos = {  
  '030': 1,  
  '090': 2,  
  '150': 3,  
  '210': 4,  
  '270': 5,  
  '330': 6}
```

Ensayos por ciclo

```
trials_per_cycle = {  
  1: [INIT_CYCLE1, INIT_CYCLE1 + N_PRACTICE_TRIALS],  
  2: [INIT_CYCLE2, INIT_CYCLE2 + N_EXP_TRIALS],  
  3: [INIT_CYCLE3, INIT_CYCLE3 + N_PRACTICE_TRIALS],  
  4: [INIT_CYCLE4, INIT_CYCLE4 + N_EXP_TRIALS]}
```

Instrucciones de cada ciclo

```
PRE_CYCLE_INSTR_PATH = {  
  1: PRECYCLE1_PATH,  
  2: PRECYCLE2_PATH,  
  3: PRECYCLE3_PATH,  
  4: PRECYCLE4_PATH}
```

Instrucciones de cada manipulación experimental

```
INSTR_PATH = {  
  'bloqueo': INSTR_BLOQUEO_PATH,  
  'dirigido': INSTR_DIRIGIDO_PATH,  
  'paralelo': INSTR_PARALELO_PATH}
```


create_gamut.py

Importa módulos de Python

Crea la rueda de colores que se muestra al final de cada ensayo.

```
import math
import constants as const
from PIL import Image
from colormath.color_conversions import convert_color
from colormath.color_objects import HSLColor, AdobeRGBColor

def create_gamut(HEIGHT):
    s = 1
    l = 0.5
    r = 60
    img_size = int(HEIGHT*0.88)
    img_half = img_size / 2
    inner_radius = int(HEIGHT*0.39)
    outer_radius = int(HEIGHT*0.44)

    def ang_to_coord_colors(s, l, r, angle):
        angle = math.radians(angle)
        x = s + math.cos(angle)*r
        y = l + math.sin(angle)*r
        return int(x), int(y)

    def hsl2rgb(h,s,l):
        hsl = HSLColor(h, s, l)
        colour = convert_color(hsl, AdobeRGBColor)
        rgb_color = AdobeRGBColor.get_upscaled_value_tuple(colour)
        return rgb_color

    im = Image.new('RGBA', (img_size, img_size), (0, 0, 0, 0))
    for x in range(0, img_size):
        for y in range(0, img_size):
            dist = abs(math.sqrt((x - img_half) ** 2 + (y - img_half) ** 2))
            if dist < inner_radius or dist > outer_radius:
                continue
            if x - img_half == 0:
                angle = -90
                if y > img_half:
                    angle = 90
            else:
                angle = math.atan2((y - img_half), (x - img_half)) * 180 / math.pi
            angle = 360 - (angle) % 360
            A,B = ang_to_coord_colors(s, l, r, angle)
            color = hsl2rgb(angle, s, l)
            im.putpixel((x, y), color)
    im.save(const.GAMUT_PATH)
    return inner_radius, outer_radius
```